

Шприц инсулиновый Yeso-med 0.5 мл / 1 мл

ФСЗ 2009/03803

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 0.5 мл / 1 мл,
с иглой / без иглы, соединение Луер /
интегрированное, положение канюли центральное

Wuxi Yushou Medical Appliances Co, Китай



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / интегрированное
Положение канюли	центральное