

Шприц BD SoloShot Mini

ФСЗ 2010/08534

инъекционный, трехкомпонентный, объем 0.05 мл / 0.1 мл / 0.5 мл, с иглой, соединение интегрированное, положение канюли центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.05 мл / 0.1 мл / 0.5 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- легкий в использовании, не требует изменения техники постановки инъекции;
- разработан с минимальным мертвым пространством, что позволяет снизить потери лекарственного препарата;
- великолепно подходит для широкой иммунизации населения и для локальных программ;
- обеспечивает высокое качество, которые вы ждете от любого шприца BD, предназначенного для внутримышечных или подкожных инъекций;
- метод стерилизации - этиленоксид;
- стерильные, однократного применения;
- маркировка CE;
- одобрено ВОЗ отделом контроля производительности, качества и безопасности.