

Шприц туберкулиновый Yeso-med 0.5 мл / 1 мл

ФСЗ 2009/03803

туберкулиновый, трехкомпонентный, объем 0.5 мл / 1 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок, положение канюли центральное

Wuxi Yushou Medical Appliances Co, Китай



Характеристики

Тип	туберкулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное