

Шприц инъекционный Эскулап Луер / Луер Лок
трехкомпонентный

ФСР 2009/06214

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой / без иглы, соединение
Луер / Луер Лок, положение канюли центральное

Эскулап ООО, Россия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы для внутримышечного, внутривенного и подкожного введения лекарственных средств. Конструкция шприцев для уколов трехдетальная и включает:

- цилиндр с высоким уровнем герметичности, прозрачности и четкой градуировкой;
- двухдетальный поршень, состоящий из манжеты и штока, силиконовая смазка и резиновый наконечник обеспечивают его мягкий плавный ход, поршень имеет двойной запор;
- гладкие тонкие иглы из нержавеющей стали с кинжальной заточкой, обеспечивающие минимальную травматичность.