

Шприц Жане Эскулап Луер / Луер Лок трехкомпонентный

ФСР 2009/06214

Жане, трехкомпонентный, объем 30 мл / 50 мл / 60 мл
/ 150 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер
Лок, положение канюли краевое / центральное

Эскулап ООО, Россия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	30 мл / 50 мл / 60 мл / 150 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Конструкция шприцев для уколов трехдетальная и включает:

- цилиндр с высоким уровнем герметичности, прозрачности и четкой градуировкой;
- двухдетальный поршень, состоящий из манжеты и штока, силиконовая смазка и резиновый наконечник обеспечивают его мягкий плавный ход, поршень имеет двойной запор;
- гладкие тонкие иглы из нержавеющей стали с кинжальной заточкой, обеспечивающие минимальную травматичность.