

Шприц инъекционный BD Emerald

ФСЗ 2011/10277

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер, положение канюли центральное

Becton Dickinson, Испания



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц BD Emerald специально разработан для комфортных инъекций в соответствии с требованиями медицинских работников по всему миру.

Особенности:

- яркий зеленый уплотнитель и четкая шкала обеспечивают удобство набора точной дозы лекарственного препарата;
- прозрачный цилиндр шприца обеспечивает четкую визуализацию содержимого;
- стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня из цилиндра;
- форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования;
- форма и размер фланжей обеспечивают удобство при использовании шприца;
- текстурированный упор для большого пальца на поршне, исключает его скольжение;
- соответствует международным стандартам ISO 7886-1 и ISO 594;
- метод стерилизации - этиленоксид;
- стерильные, однократного применения;
- не содержат латекса;
- маркировка CE.