

Шприц инсулиновый Эскулап Луер 1 мл

ФСР 2009/06214

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой
/ без иглы, соединение Луер, положение канюли
центральное

Эскулап ООО, Россия



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц инсулиновый выпускается со стандартным объемом колбы 1 мл. Изделие специального назначения применяется для определенного препарата и может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Конструкция шприцев для уколов трехдетальная и включает:

- цилиндр с высоким уровнем герметичности, прозрачности и четкой градуировкой;
- двухдетальный поршень, состоящий из манжеты и штока, силиконовая смазка и резиновый наконечник обеспечивают его мягкий плавный ход, поршень имеет двойной запор;
- гладкие тонкие иглы из нержавеющей стали с кинжальной заточкой, обеспечивающие минимальную травматичность.