

Шприц туберкулиновый Эскулап Луер 1 мл

ФСР 2009/06214

туберкулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер, положение канюли
центральное

Эскулап ООО, Россия



Характеристики

Тип	туберкулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц туберкулиновый 1 мл предназначен для снятия проб Манту. Одноразовый инструмент оснащается короткой тонкой иглой, на конце которой косой срез. Такая конструкция обеспечивает эффективное введение препарата под кожу. Изделие имеет специальную градуированную шкалу для правильного расчета количества препарата.

Конструкция шприцев для уколов трехдетальная и включает:

- цилиндр с высоким уровнем герметичности, прозрачности и четкой градуировкой;
- двухдетальный поршень, состоящий из манжеты и штока, силиконовая смазка и резиновый наконечник обеспечивают его мягкий плавный ход, поршень имеет двойной запор;
- гладкие тонкие иглы из нержавеющей стали с кинжальной заточкой, обеспечивающие минимальную травматичность.