

Шприц туберкулиновый Covidien Monoject Луер / интегрированный

ФСЗ 2012/12701

туберкулиновый, трехкомпонентный, объем 0.5 мл / 1 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / интегрированное, положение канюли центральное

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	туберкулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- Стерильные одноразовые туберкулиновые шприцы в индивидуальной упаковке доступны с интегрированной иглой или съемной.
- ультра-комфортная игла из нержавеющей стали постоянно остается острой;
 - градуировка от 0.01 мл до 0.5 мл для точной дозировки лекарства;
 - полипропиленовая тубус и шток поршня;
 - наконечник поршня без латекса.