

Шприц туберкулиновый Terumo Луер 1 мл

ФСЗ 2010/08655

туберкулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с
иглой, соединение Луер, положение канюли
центральное

TERUMO Corporation, Филиппины



Характеристики

Тип	туберкулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Двуслойный уплотнитель поршня обеспечивает полную герметичность шприцов Terumo. Специальный термопластичный безлатексный материал уплотнителя позволяет двигать поршень во время инъекции плавно и точно. Эргономичные упоры для пальцев на цилиндре и на поршне очень удобны и способствуют точному введению препарата. Пузырьки воздуха и помутнения вводимых препаратов не останутся незамеченными благодаря практически прозрачному цилиндру шприца Terumo.