

Шприцевой дозатор Армед LINZ-9A

РЗН 2019/8938

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 5/6 / 10/12 / 20/25 / 30/35 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1600 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл



НПЦ МТ Армед, Китай

Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	5/6 / 10/12 / 20/25 / 30/35 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1600 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999.9 мл
Размеры	306×126×141 мм
Масса	1.8 кг

Описание

Инфузионный шприцевой насос Armed LINZ-9A предназначен для проведения процедур по внутривенному введению препаратов.

Область применения:

- в хирургических отделениях при лечении больных в послеоперационный период и анестезии;
- при проведении интенсивной терапии в реанимации и комбустиологии;
- в онкологии для ввода обезболивающих препаратов с определенной периодичностью;
- в отделениях наркологии для лечения глубокой интоксикации;
- в неонатологии и акушерстве при вводе новорожденным малых точных доз.

Особенности дозатора Армед LINZ-9A:

- широкий диапазон шприцов: для подключения к дозатору подходят шприцы с объемом от 5 до 50 (60) мл;
- установка шприца занимает несколько секунд;
- увеличенный заряд аккумулятора: прибор работает как от электросети, так и автономно;
- простая установка: крепление дозатора предполагается на инфузионной стойке с помощью винтового зажима;
- установка осуществляется без дополнительных инструментов;
- два способа настройки параметров: скорость подачи лекарства настраиваются автоматически или вручную.

- звуковое сопровождение: звуковой сигнал оповещает об ошибках;
- громкость звука можно установить в одном из трех режимов: высокий, средний, низкий;
- при необходимости звуковое оповещение отключается.

Технические характеристики:

- напряжение сети: 220 ± 22 В;
- частота сети переменного тока: 50/60 Гц;
- потребляемая мощность: $27 \text{ ВА} \pm 5\%$;
- аккумуляторная батарея: 12 В, 1800 мА*ч;
- точность скорости потока: не более $\pm 3\%$;
- скорость инфузионного потока:
 - шприц 50 мл: 0.1-1600 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 30 мл: 0.1-900.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 20 мл: 0.1-600.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 10 мл: 0.1-400.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч;
 - шприц 5 мл: 0.1-200.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч;
- объем инфузии: 0.1-9999.9 мл;
- уровень давления для определения закупорки:
 - высокий: 110 ± 20 кПа,
 - средний: 80 ± 30 кПа,
 - низкий: 60 ± 20 кПа;
- функции:
 - ускоренного впрыска,
 - болюсной инфузии.

Производитель: Shanghai LEIEN Medical Equipment Co. Ltd.