

Шприцевой дозатор Армед МР-2003

РЗН 2019/8938

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 30 / 50 мл, скорость введения 0.1-199.9 мл/ч

НПЦ МТ Армед, Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 30 / 50 мл
Скорость введения	0.1-199.9 мл/ч
Размеры	310×145×130 мм
Масса	2 кг

Описание

Компактный шприцевой дозатор МР-2003 подходит для точных и быстрых однородных инъекций, так и для длительного микропрыска. Аппарат можно устанавливать на столе или на инфузионной стойке

Преимущества дозатора МР-2003:

- прибор отличается простым управлением: при помощи соответствующих клавиш, расположенных на управляющей панели, можно настроить множество параметров работы устройства;
- ниша для установки шприцев, оснащена специальным регулируемым прессом, который позволяет устанавливать шприцы разного объема, а также удобным рычагом толкателя;
- в случае отключения дозатора от электросети аккумулятор встроенного типа включается в работу в автоматическом режиме;
- лампочки индикаторов способны отображать информацию о работе дозатора и информировать пользователя о возникающих ошибках;
- скорость инфузионного потока и общий объем вливания можно настраивать, а также контролировать при помощи специального цифрового табло, имеющего удобные клавиши настройки данных параметров;
- при любой ошибке в работе автоматически раздается специальный звуковой сигнал, причем время его работы настраивают вручную. - звуковая сигнализация временно может отключаться;
- устройство имеет встроенные опции отображения на цифровом табло основной информации: настройки объема инфузии, управления звуковым оповещением, KVO, удаления из системы воздуха, самодиагностики и ускоренного впрыска;

- для изготовления корпуса дозатора применен ударостойкий надежный АБС-пластик, не имеющий острых углов;
- гарантия: один год.

Технические характеристики шприцевого насоса Armed MP-2003:

- напряжение сети: 220 ± 22 В;
- частота сети переменного тока: 50 ± 1 Гц;
- потребляемая мощность: $20 (\pm 5\%)$ ВА
- аккумуляторная батарея: 12 В, 1300 мА*ч;
- скорость инфузионного потока: 0.1-199.9 мл/ч4
- функция болюсной инфузии;
- функция удаления воздуха из системы;
- сигнализация:
 - о близком окончании инфузии,
 - об окклюзии инфузии,
 - о неправильной установке шприца,
 - об ошибке настройки,
 - о сбое питания,
 - о низком заряде батареи,
- отображение общего объема вливания и скорости потока;
- автоматическое определение объема шприца;
- автоматическое запоминание установок последнего вливания;
- световой индикатор емкости АКБ и сети переменного тока.

Производитель: Shanghai LEIEN Medical Equipment Co. Ltd.