

Шприцевой дозатор Армед LINZ-9B

РЗН 2019/8938

насос, шприцевой, количество каналов 2 шт., объем шприца 5/6 / 10/12 / 20/25 / 30/35 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1600 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл

НПЦ МТ Армед, Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	2 шт.
Объем шприца	5/6 / 10/12 / 20/25 / 30/35 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1600 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999.9 мл
Размеры	354×132×199 мм
Масса	2.8 кг

Описание

Инфузионный шприцевой насос LINZ-9B для внутривенного вливания лекарственных препаратов.

Область применения:

- в хирургических отделениях при лечении больных в послеоперационный период и анестезии;
- при проведении интенсивной терапии в реанимации и комбустиологии;
- в онкологии для ввода обезболивающих препаратов с определенной периодичностью;
- в отделениях наркологии для лечения глубокой интоксикации;
- в неонатологии и акушерстве при вводе новорожденным малых точных доз.

Особенности дозатора LINZ 9B:

- три способа настройки параметров;
- скорость подачи лекарства настраиваются автоматически или вручную;
- настройка производится в зависимости от веса пациента, от выбранного объема шприца или от необходимого времени введения препарата;
- большой ЖК-дисплей: на дисплее отображаются основные параметры для настройки процедуры, а при возникновении ошибок появляются специальные обозначения;

- простая установка: крепление дозатора предполагается на инфузионной стойке с помощью винтового зажима;
- установка осуществляется без дополнительных инструментов;
- звуковой сигнал оповещает об ошибках;
- громкость звука можно установить в одном из трех режимов: высокий, средний, низкий.
- при необходимости звуковое оповещение отключается.

Технические характеристики:

- напряжение сети: 100-240 В;
- частота сети переменного тока: 50/60 Гц;
- аккумуляторная батарея: 12 В, 1800 мА*ч;
- точность скорости потока: не более $\pm 3\%$;
- скорость инфузионного потока:
 - шприц 50 мл: 0.1-1600 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 30 мл: 0.1-900.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 20 мл: 0.1-600.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 10 мл: 0.1-400.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч,
 - шприц 5 мл: 0.1-200.0 мл/ч, шаг-0.1 мл/ч;
- скорость инфузионного потока: 0.1-1600 мл/ч;
- уровень давления для определения закупорки:
 - высокий: 110 ± 20 кПа,
 - средний: 80 ± 30 кПа,
 - низкий: 60 ± 20 кПа;
- функция болюсной инфузии.

Производитель: Shanghai LEIEN Medical Equipment Co. Ltd.