

Шприц инфузионный Dispomed Луер Лок 50 мл / 60 мл

ФСЗ 2011/10568

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл / 60 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер Лок, положение канюли центральное

Dispomed Witt oHG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл / 60 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Назначение: для точного, дозированного введения медицинских препаратов в условиях шприцевой перфузионной техники. Стерильный. Для однократного использования. Срок годности 5 лет.

Особенности:

- трехкомпонентный шприц объемом 50 мл;
- прозрачный цилиндрический корпус с несмываемой маркировкой до 60 мл с шагом 1 мл;
- два упорных жестких внешних крыла;
- центрально расположенный усиленный луер-лок разъем типа male;
- поршень с ребрами жесткости и фиксатором привода перфузора на торцевом конце, ограничитель (стопор) поршня;
- накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, обеспечивающая плавность хода и герметичность;
- игла с косым срезом и луер-лок портом типа female размерами 1.80×25 mm, 15 G (опционально);
- шприц устойчив к давлению в 6 bar.