

Штатив для пробирок Sarstedt 18 лунок

ФСЗ 2009/04699

для пробирок, количество рядов 3, количество гнезд 18, гнездо 4.8 мм / 8 мм, нейтральный, автоклавируемый, длина 137 мм, ширина 70 мм, высота 40 мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество рядов	3
Количество гнезд	18
Диаметр гнезда	4.8 мм / 8 мм
Цвет	нейтральный
Автоклавируемый	Да

Размеры

Длина	137 мм
Ширина	70 мм
Высота	40 мм

Дополнительные характеристики

- Штативы для пробирок Sarstedt серии 18** - 3-рядные, по 6 отверстий в ряду.
- из ударопрочного материала;
 - автоклавирувание при температуре до 121°C.

Размеры штатива: высота - 40 мм / длина - 137 мм / ширина - 70 мм.

Артикул	Ø, верхнее отверстие	Ø, среднее отверстие	Ø, нижнее отверстие	Примеры использования
93.850.001	17.2 мм	17.2 мм	8 мм	пробирки, прямоугольные кюветы, S-Monovette® любого Ø
93.850	15.8 мм	15.8 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 15 / 13 мм
93.827.013	13.5 мм	13.5 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 13 мм
93.827	12.8 мм	12.8 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 11 мм
93.870	11.5 мм	12.8 мм	4.8 мм	пробирки, по 2 мл Monovette®
93.826	11.5 мм	7 мм	-	пробирки стандартного размера, напр., 72.690.001, 72.696
93.894	10.5 мм	12.8 мм	4.8 мм	микропробирки с резьбой - благодаря рифлению в отверстиях штативов легко закручиваются одной рукой