

Штатив для пробирок Sarstedt 20 лунок

ФСЗ 2009/04699

для пробирок, количество рядов 2, количество гнезд
20, гнездо 4.8 мм / 8.5 мм / 10 мм, нейтральный,
автоклавировуемый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество рядов	2
Количество гнезд	20
Диаметр гнезда	4.8 мм / 8.5 мм / 10 мм
Цвет	нейтральный
Автоклавировуемый	Да

Дополнительные характеристики

- Штативы для пробирок Sarstedt серии 20** - 2-рядные, по 10 отверстий в ряду.
- из ударопрочного материала;
 - автоклавирование при температуре до 121°C.

Артикул	Ø, верхнее отверстие	Ø, среднее отверстие	Ø, нижнее отверстие
93.841.100	26 мм	26 мм	10 мм
93.893.100	21.5 мм	26 мм	10 мм
93.844.100	17.2 мм	17.2 мм	8.5 мм
93.1097.100 с отделением для направлений	17.2 мм	17.2 мм	8.5 мм
93.846.100	13.5 мм	13.2 мм	8.5 мм
93.849.100	11 мм	11 мм	4.8
93.848.100	10.5 мм	11 мм	4.8 мм
93.1102.001 крышка коричневая, прозрачная	-	-	-