

Штатив для пробирок S-Monovette® Rack D17 93.852 / 93.851

ФСЗ 2009/04699

для пробирок, количество рядов 5, количество гнезд
50 / 100, гнездо 17 мм, белый / желтый / зеленый /
коричневый / красный / оранжевый / серый / синий /
фиолетовый, автоклавируемый, длина 209 мм,
ширина 109 мм, высота 45 мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество рядов	5
Количество гнезд	50 / 100
Диаметр гнезда	17 мм
Цвет	белый / желтый / зеленый / коричневый / красный / оранжевый / серый / синий / фиолетовый
Автоклавируемый	Да

Размеры

Длина	209 мм
Ширина	109 мм
Высота	45 мм

Дополнительные характеристики

Штатив для пробирок S-Monovette® Rack D17 Sarstedt 93.852 / 93.851 - подходит для пробирок S-Monovette® диаметром от 13 до 17 мм, 50 гнезд, размер штатива: 209×109×45 мм.

Технические характеристики:

Цвет	Ручки	Артикул	Упаковка
серый	без ручек / с ручками	93.852 / 93.851	20 / 28 шт. в коробке
красный	без ручек / с ручками	93.852.171 / 93.851.171	20 / 28 шт. в коробке
жёлтый	без ручек / с ручками	93.852.172 / 93.851.172	20 / 28 шт. в коробке
зелёный	без ручек / с ручками	93.852.173 / 93.851.173	20 / 28 шт. в коробке
голубой (синий)	без ручек / с ручками	93.852.174 / 93.851.174	20 / 28 шт. в коробке
оранжевый	без ручек / с ручками	93.852.175 / 93.851.175	20 / 28 шт. в коробке
коричневый	без ручек	93.852.168	20 шт. в коробке
фиолетовый	без ручек	93.852.169	20 шт. в коробке
белый	без ручек	93.852.170	20 шт. в коробке
серый (возможен другой цвет)	без ручек	93.852.200 двойной штатив на 100 ячеек	16 шт. в коробке
серый (возможен другой цвет)	без ручек	93.852.300 двойной штатив на 100 ячеек	12 шт. в коробке
серый (возможен другой цвет)	с ручками	93.851.200 двойной штатив на 100 ячеек	14 шт. в коробке

Два штатива **D13** и **D17** путем соединения могут образовывать один на 100 лунок:

