


Штатив для пробирок Sarstedt 48 лунок

ФСЗ 2009/04699

для пробирок, количество рядов 4, количество гнезд 48, гнездо 4.5 мм / 8 мм, нейтральный, автоклавируемый, длина 257 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм



Sarstedt AG & Co., Германия

Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество рядов	4
Количество гнезд	48
Диаметр гнезда	4.5 мм / 8 мм
Цвет	нейтральный
Автоклавируемый	Да

Размеры

Длина	257 мм
Ширина	90 мм
Высота	40 мм

Дополнительные характеристики

- Штативы для пробирок Sarstedt серии 48** - 4-рядные, по 12 отверстий в ряду.
- из ударопрочного материала;
 - автоклавирувание при температуре до 121°C.

Размеры штатива: высота - 40 мм / длина - 257 мм / ширина - 90 мм.

Артикул	Ø, верхнее отверстие	Ø, среднее отверстие	Ø, нижнее отверстие	Примеры использования
93.1431.001	17.2 мм	17.2 мм	8 мм	пробирки, прямоугольные кюветы, S-Monovette® любого Ø
93.1431	15.6 мм	15.6 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 15 / 13 мм
93.838.013	13.5 мм	13.5 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 13 мм
93.838	12.2 мм	12.2 мм	8 мм	пробирки, S-Monovette® с Ø 11 мм
93.868	11 мм	11.5 мм	4.8 мм	пробирки, по 2 мл Monovette®
93.837	11 мм	7 мм	-	пробирки стандартного размера
93.1428	10.5 мм	11.5 мм	4.8 мм	микропробирки с резьбой
93.48.011	8 мм	4.5 мм	-	пробирки Ø 8 мм, напр. 72.699, 72.735.002