

Штатив для пробирок S-Monovette® Rack D12 93.854

ФСЗ 2009/04699

для пробирок, количество гнезд 50 / 88, гнездо 12 мм,
желтый / зеленый / красный / оранжевый / серый /
синий, длина 152 мм, ширина 80 мм, высота 45 мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество гнезд	50 / 88
Диаметр гнезда	12 мм
Цвет	желтый / зеленый / красный / оранжевый / серый / синий

Размеры

Длина	152 мм
Ширина	80 мм
Высота	45 мм

Дополнительные характеристики

Штатив для пробирок S-Monovette® Rack D12 Sarstedt 93.854 - подходит для пробирок S-Monovette® диаметром от 8 до 12 мм, 50 гнезд, размер штатива: 152×80×45 мм.
Технические характеристики:

Цвет	Артикул
серый	93.854
красный	93.854.121
жёлтый	93.854.122
зелёный	93.854.123
голубой (синий)	93.854.124
оранжевый	93.854.125
серый (возможен другой цвет)	93.854.200 двойной штатив на 100 ячеек