

Штатив для вливаний Артинокс АТ-В01 на четыре флакона

ФСЗ 2010/06374

подвесных крюков 4 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 1150-2050 мм, основание пятилучевое

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Фиксация штатива	винтовой зажим
Материал	нержавеющая сталь
Подвесные крюки	4 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	1150-2050 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	пятилучевое
Диаметр основания	550 мм
Колёса	Да

Дополнительные характеристики

Штатив для внутривенного вливания АТ-В01, Артинокс, Беларусь.

- нержавеющая сталь;
- 4-х позиционный держатель;
- 2 подвески для флаконов;
- регулировка высоты в диапазоне 1150-2050 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм;
- диаметр основания 550 мм.