

## Штатив для вливаний Артинокс АТ-В02

ФСЗ 2010/06374

подвесных крюков 4 шт., держателей флаконов 2 шт.,  
высота 1150-2050 мм, основание пятилучевое

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Фиксация штатива                         | винтовой зажим    |
| Материал                                 | нержавеющая сталь |
| Подвесные крюки                          | 4 шт.             |
| Нагрузка на крючок                       | 2 кг              |
| Держатели флаконов                       | 2 шт.             |
| Высота штатива                           | 1150-2050 мм      |
| Количество труб штатива                  | 1 шт.             |
| Основание                                | пятилучевое       |
| Диаметр основания                        | 550 мм            |
| Колёса                                   | Да                |
| Полка для дополнительных принадлежностей | Да                |

### Дополнительные характеристики

#### Штатив для внутривенного вливания АТ-В02 Артинокс.

- нержавеющая сталь;
- 4-х позиционный держатель;
- 2 подвески для флаконов регулировка высоты в диапазоне 1150-2050 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм (пластиковые);
- диаметр основания 550 мм;
- полка - 300×400 мм, регулируемая по высоте.