

Штатив для вливаний Артинокс АТ-В03

ФСЗ 2010/06374

подвесных крюков 8 шт., держателей флаконов 4 шт.,
высота 1300-2200 мм, основание на колёсах /
пятилучевое

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Фиксация штатива	винтовой зажим
Материал	нержавеющая сталь
Подвесные крюки	8 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	4 шт.
Высота штатива	1300-2200 мм
Количество труб штатива	2 шт.
Основание	на колёсах / пятилучевое
Диаметр основания	800 мм
Колёса	Да
Полка для дополнительных принадлежностей	Да

Дополнительные характеристики

Штатив для внутривенного вливания АТ-В03 Артинокс.

- нержавеющая сталь, две стойки с 4-х позиционными держателями;
- 4 подвески для флаконов;
- регулировка высоты в диапазоне 1300-2200 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- полка - 300×400 мм, регулируемая по высоте;
- блок розеток (4 гнезда);
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм, диаметр основания 800 мм.