

Штатив для чашек Петри DishRack 80 Sarstedt 93.1646

ФСЗ 2009/04699

для чашек Петри, количество гнезд 88, диаметр чашки
92 / 100 мм, желтый / зеленый / красный /
нейтральный / синий, автоклавируемый, высота 360
мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для чашек Петри
Количество гнезд	88
Диаметр чашки Петри	92 / 100 мм
Цвет	желтый / зеленый / красный / нейтральный / синий
Автоклавируемый	Да

Размеры

Высота	360 мм
--------	--------

Дополнительные характеристики

Штативы DishRack для чашек Петри Sarstedt - каждый имеет четыре блока размещения чашек Петри и подходит для стандартных чашек диаметром 92 и 100 мм. Можно доставать чашки из любого места штатива без перебора стопки.

Безопасная транспортировка в надежном штативе

Две эластичные силиконовые полоски обеспечивают надёжное крепление чашек в штативе при транспортировке. Высококачественный, прочный, термостойкий пластик штатива DishRack отличается стойкостью к действию кислот и щелочей.

DishRack обеспечивает порядок и системный подход к работе

DishRack позволяет организовывать чашки в логическом порядке, транспортировать, инкубировать и хранить их. Можно упростить и оптимально организовать свои рабочие процессы при помощи DishRack. Для этого имеются пять различных цветов и сменные маркировочные полоски. Например, зеленые штативы могут быть назначены для хранения образцов мочи, а желтые - для хранения образцов кала.

DishRack 80 Sarstedt - до 88 чашек

Артикул	Цвет	Высота	Упаковка, шт. в коробке
93.1646	бесцветный	360 мм	1
93.16.46.001	красный	360 мм	1
93.1646.002	жёлтый	360 мм	1
93.1646.003	синий	360 мм	1
93.1646.004	зелёный	360 мм	1