

Штатив для длительных вливаний Медин ШДВ-5

РЗН 2016/3931

подвесных крюков 2 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 830-1290 мм, вес 2 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	2 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	830-1290 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Вес	2 кг

Дополнительные характеристики

Ширина штатива по крючкам 245 мм.