

Штатив для длительных вливаний Медин ШДВП-1

РЗН 2016/3931

подвесных крюков 2 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота -1925 мм, основание на колёсах / пятилучевое,
вес 6 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	2 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	-1925 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	на колёсах / пятилучевое
Диаметр основания	600 мм
Колёса	Да
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 505.006