

Штатив для длительных вливаний Медин ШДВП-2

РЗН 2016/3931

подвесных крюков 2 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 1290-2170 мм, основание на колёсах /
пятилучевое, вес 5 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	2 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	1290-2170 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	на колёсах / пятилучевое
Диаметр основания	600 мм
Колёса	Да
Вес	5 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 505.001