

Штатив для вливаний Артинокс АТ-В01 на два флакона

ФСЗ 2010/06374

подвесных крюков 2 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 1290-2170 мм, основание на колёсах /
пятилучевое, вес 5 кг

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	2 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	1290-2170 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	на колёсах / пятилучевое
Диаметр основания	600 мм
Колёса	Да
Вес	5 кг

Дополнительные характеристики

Штатив для внутривенного вливания АТ-В01, Артинокс, Беларусь.

Материал: нержавеющая сталь.

- 4-х позиционный держатель;
- 2 подвески для флаконов;
- регулировка высоты в диапазоне 1150-2050 мм с фиксацией винтовым зажимом;
- 5-ти лучевое основание на колесах Ø50 мм; - диаметр основания 550 мм.