

Штатив для длительных вливаний Медин ШДВП-3

РЗН 2016/3931

подвесных крюков 4 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 1500-2300 мм, основание на колёсах / Z-
основание, вес 9 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	4 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	1500-2300 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	на колёсах / Z-основание
Диаметр основания	560 мм
Колёса	Да
Вес	9 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 505.003