

Штатив для длительных вливаний Медин ШДВП-4

РЗН 2016/3931

подвесных крюков 8 шт., держателей флаконов 4 шт.,
высота 1530-2330 мм, основание на колёсах /
пятилучевое, вес 18 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Подвесные крюки	8 шт.
Нагрузка на крючок	2 кг
Держатели флаконов	4 шт.
Высота штатива	1530-2330 мм
Количество труб штатива	2 шт.
Основание	на колёсах / пятилучевое
Длина основания	870 мм
Ширина основания	790 мм
Колёса	Да
Полка для дополнительных принадлежностей	Да
Вес	18 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 505.005