

Штатив для СОЭ с градуировкой ESR Rack with graduation for 729073/729093 for 10 VACUETTE® ESR tubes fill volume 1,6 ml

ФСЗ 2011/09314

штатив, пробирок 10 шт., объём 1.6 мл, с градуировкой

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	штатив
Количество пробирок	10 шт.
Объём	1.6 мл
Градуировка	с градуировкой

Дополнительные характеристики

Штатив для анализа СОЭ с разметкой для использования с пробирками 729073