

Штатив для СОЭ с градуировкой ESR RACK without graduation for 454073 for 10 VACUETTE® ESR tubes fill volume 2 ml

ФСЗ 2011/09314

штатив, пробирок 10 шт., объём 2.0 мл, без градуировки

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	штатив
Количество пробирок	10 шт.
Объём	2.0 мл
Градуировка	без градуировки

Дополнительные характеристики

Штатив для анализа СОЭ без разметки для использования с пробирками 454073