


Штатив для СОЭ Sed Rate Screener 10/II

ФСЗ 2011/09314

прибор, пробирок 10 шт., с градуировкой

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	прибор
Количество пробирок	10 шт.
Градуировка	с градуировкой

Дополнительные характеристики

SRT 10/II представляет собой автоматический прибор, управляемый микропроцессором и используемый исключительно для анализа определения in vitro diagnostics (IVD) скорости оседания эритроцитов (ESR). 10 каналов измерения. Порт для внешнего принтера. Функция автоматического-теста. Используется совместно со специальными пробирками ESR. Время выполнения теста: 15 или 30 минут вместо 1 часа. Производительность: после 15 минут-40 образцов в час. Производительность: после 30 минут-20 образцов в час. Пробирки можно устанавливать в прибор в любое время в процессе анализа.