

Устройство для активного дренирования ран ФреБор

РЗН 2013/1011

универсальное, активное дренирование, ёмкость 100 / 250 / 500 / 750 / 1000 мл, катетер 12-32 СН / 48-300 см

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	100 / 250 / 500 / 750 / 1000 мл
Дренажный катетер	12-32 СН / 48-300 см

Описание

Сильфон для активного дренажа ФреБор – одноразовая ёмкость, предназначенная для подсоединения к дренажным трубкам при проведении процедуры дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей.

Особенности

- Прозрачные стенки позволяют контролировать наполненность сильфона.
- Конструкция штуцера позволяет присоединять трубки и катетеры различных размеров.

Материал сильфона: ПНД медицинского назначения.

Объём сильфона: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 750 мл, 1000 мл.

Транспортная упаковка: 80/50/25 шт.

Может комплектоваться дренажной трубкой:

- Материал трубки – медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).
- Типоразмер: СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 25, СН 28, СН 30, СН 32.
- Количество отверстий: 5 шт.
- Длина трубки: 480 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм.