

Манекен-тренажер Laerdal SimMom

имитатор пациента, для родовспоможения

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для родовспоможения

Дополнительные характеристики

Симулятор роженицы представляет собой полноразмерное тело беременной женщины с точными анатомическими особенностями. Симулятор позволяет имитировать различные жизненные функции и обеспечивает «обратную связь» на действия обучающихся использование различных модулей неотложных состояний позволяет разнообразить симуляционное занятие. Взаимодействие симулятора с медицинским оборудованием позволяет организовать максимально реалистичные симуляционные занятия. Более подробно в разделе Документация.