

Имитатор новорожденного Laerdal SimNewB

имитатор пациента, для лечения неотложных состояний

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для лечения неотложных состояний

Дополнительные характеристики

Дает возможность отработать в безопасной среде все этапы оказания медицинской помощи новорожденному, в том числе нетехнические навыки командной работы in situ и принятия решений в критической ситуации. Имеет уникальные реалистичные дыхательные пути, имитирующие сопротивление и характеристики, как у настоящего новорожденного. Более подробно в разделе Документация.