

Система анализа электролитов секрета потовых желез Nanoduct 1030 / Нанодакт 1030

РЗН 2016/3954

сбор пота / анализ, диагностика на муковисцидоз, 2
мкл, пот

ELITechGroup Inc., США



Характеристики

Функции	сбор пота / анализ
Определяемый параметр	муковисцидоз
Объем пробы	2 мкл
Материал для исследования	пот
Размер	191×127×51 мм
Вес	0.5 кг

Дополнительные характеристики

Система анализа электролитов секрета потовых желез Nanoduct 1030 - это портативная неонатальная система анализа пота для скрининга на муковисцидоз.

Особенности:

- автоматический электрофорез пилокарпина и последующий анализ пота на электропроводность;
- результаты в электропроводности ммоль/л экв. NaCl и скорости потоотделения в г/м²/мин;
- диапазон измерений от 3 до 200 ммоль/л;
- погрешность 1% или меньше от 25 до 150 ммоль/л (эквивалент NaCl);
- время исследования не более 30 мин;
- контроль качества.