

Наркозный аппарат Heinen Loewenstein Leon Plus

РЗН 2016/4776

режимы ручная вентиляция / Man./Spont / IMV / HLM / PCV / PSV / SPCV / SIMV, возрастная категория взрослые / дети / новорожденные, мультигазовый анализатор

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / Man./Spont / IMV / HLM / PCV / PSV / SPCV / SIMV
Мониторинг	PEEP/CPAP / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	механические
Мультигазовый анализатор	Да

Описание

15-дюймовый сенсорный TFT экран.

Точный электронный газовый смеситель с широким диапазоном скорости потока от 200 мл/мин до 18 л/мин позволяет проводить анестезию по контуру от полуоткрытого до практически закрытого.

Можно выбрать и интегрировать на экране различные опции газового датчика с распознаванием газа и без него.

Опциональное одновременное отображение 4 кривых реального времени.

Контроль подаваемого давления с индикацией на экране.

Полное управление данными с отображением трендов.

Спонтанная вентиляция с поддержкой давлением PSV (ASSIST).

Дополнительная защита от гипоксического регулирования газовой смеси.

Опционально доступны дополнительные функции контроля.

Опции: Обновление программного обеспечения – режим IMV/SIMV для новорожденных; режим гарантированного объема PCV/VTG.