

Наркозный аппарат Heine Loewenstein Leon

РЗН 2016/4776

режимы ручная вентиляция / Man./Spont / IMV / HLM /
SPCV / SIMV, возрастная категория взрослые,
мультигазовый анализатор

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / Man./Spont / IMV / HLM / SPCV / SIMV
Анестезия	semi-open system / semi-closed system / closed system
Возрастная категория	взрослые
Ротаметры	механические
Мультигазовый анализатор	Да

Описание

Возможность вентиляции с возвратным дыханием на уровне реанимационного аппарата ИВЛ.

Классический смеситель газов с блоком ротаметров.

Вентилятор с пневматическим приводом.

Система пациента, разработанная для эффективной подготовки и простой сборки.

Смена абсорбера во время операции.