

Система для клинического электрофореза Interlab G26

ФСЗ 2008/01717

электрофорез / иммунофиксация, загрузка 13 / 26
образцов, производительность: электрофорез - 78
тестов/час, иммунофиксация - 16 тестов/час

Interlab S.r.l., Италия



Характеристики

Методика	электрофорез / иммунофиксация
Загрузка	13 / 26 образцов
Объем образца	30 мкл
Производительность	электрофорез - 78 тестов/час, иммунофиксация - 16 тестов/час

Дополнительные характеристики

Система автоматическая для клинического электрофореза INTERLAB G26 подойдет для электрофореза фракций сывороточных белков, в том числе с разделением бета фракций $\beta 1 / \beta 2$, электрофореза фракций сывороточных белков с высоким разрешением, электрофоретическое разделения липидных фракций, фракций гемоглобина, белков мочи, изоферментов ЛДГ, КФК, ЩФ, иммунофиксации, белков Бен-Джонса, ЦСЖ, белков мочи в геле с SDS.

Особенности:

- емкость обработки 2-4 теста иммунофиксации;
- минимальная длина миграции при электрофорезе 20 мм;
- миграционная камера сухого типа;
- 2 или 3 электрода в камере;
- одновременно обрабатывается 1 агарозный гель, каждые 20 минут может быть запущена обработка следующего геля;
- многоразовый аппликатор;
- температурный контроль миграционной камеры: 20°C - 60°C элементы Пелтье;
- многоразовое нанесение проб, программируемое от 1 до 10 раз;
- минимальный определяемый объем 100 мкл.