

УЗИ аппарат SonoScape S2

РЗН 2015/2999

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1-15 МГц

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1-15 МГц

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, М, В/М, В/В, 4В; - тканевая гармоника; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра; - цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер, постоянно-волновой, тканевой доплер; - дуплексный, триплексный режимы; - трапециидальное сканирование на линейных датчиках; - FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции; - режим СоноЭластографии; - технология подавления спекл-шума MicroScan.
---------------------	---

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:

C344 - конвексный датчик для обследований взрослых.

C542 - конвексный датчик для педиатрических обследований. Клиническое применение:

Абдоминальные обследования, педиатрия, неонатология, ветеринария, инвазивные процедуры.

R40 мм.

6V1 - вагинально-ректальный датчик. Клиническое применение: Акушерство, гинекология, урология, инвазивные процедуры.

C322 - конвексный датчик для обследований взрослых.

R20 мм.

VC6-2 - конвексный датчик объемного сканирования.

Клиническое применение: Акушерство. R40 мм.

Линейные датчики:

L741 - линейный датчик для обследований

поверхностных органов. Клиническое применение:

Поверхностные органы, костно-мышечная система, щитовидная железа, молочная железа, сосуды, педиатрия, ветеринария, инвазивные процедуры. R46 мм.

мм.

10L1 - линейный датчик для обследований сосудов.

Клиническое применение: Сосуды, костно-мышечная система, щитовидная железа, молочная железа, поверхностные органы, педиатрия, инвазивные процедуры. R38 мм.

Объемный датчик:

EC9-5 - ректальный датчик. Клиническое применение: урология, инвазивные процедуры. R8 мм, 150°.

Секторные фазированные датчики:

2P1 - секторный фазированный датчик для

обследований взрослых. Клиническое применение:

Кардиология, транскраниальные исследования, инвазивные процедуры.

5P1 - секторный фазированный датчик для

педиатрических обследований. Клиническое

применение: кардиология, педиатрия.

Микроконвексный датчик:

S611 - микроконвексный датчик для педиатрических

обследований. Клиническое применение: Кардиология,

нейросонография, абдоминальные обследования,

педиатрия, неонатология. R11 мм.

Интраоперационный датчик:

10I2 - линейный интраоперационный датчик.

Клиническое применение: Хирургия, нейрохирургия.

R25 мм.

SonoScape S2 - это интеллектуальная портативная цветная ультразвуковая система с доплеровскими исследованиями

Характеристики:

- эргономичный портативный дизайн;
- большой ЖК-монитор с диагональю 15" (разрешение 1024×768);
- 2 активных порта для подключения двумерных датчиков;
- встроенная батарея, 1 час в режиме просмотра без подзарядки
- стандартная клавиатура PC, легкий вход.