

УЗИ аппарат SonoScape S40Exp

РЗН 2013/548

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 5 шт., монитор 21.5", частота 1-
15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	5 шт.
Монитор	21.5"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В, 4В;
 - тканевая гармоника;
 - режим улучшенной визуализации биопсийной иглы;
 - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра;
 - цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер;
 - HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока);
 - постоянно-волновой, тканевой доплер;
 - дуплексный, триплексный режимы;
 - Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча);
 - трапецеидальное сканирование на линейных датчиках;
 - FreeHand 3D - режим поверхностной трехмерной реконструкции;
 - 4D - режим трехмерной реконструкции в реальном времени;
 - анатомический М-режим;
 - цветной М-режим;
 - панорамное сканирование;
 - режим СоноЭластографии с количественной оценкой (опция);
 - функция Стресс-Эхо (опция);
- Технология подавления спекл-шума MicroScan;
- Режим работы с ультразвуковыми контрастными веществами.

УЗИ-датчики

4-3C-A - датчик конвексный широкополосный ультразвуковой 1-6 МГц, R50 мм.

4-L742 - датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов, высокой плотности, ультразвуковой, 192 элемента, 4-15 МГц, 38 мм.

4-L752 - датчик линейный высокочастотный для обследований поверхностных органов, сверхвысокой плотности ультразвуковой, 256 элементов, 4-15 МГц, 50 мм.

4-6V3 - датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой, 192 элемента, 4-11 МГц, R10 мм, 200D.

4-4P-A - датчик широкополосный секторный фазированный ультразвуковой, 1-6 МГц, 90D.

4-7P-A - датчик секторный фазированный широкополосный высокочастотный ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D.

4-C613 - датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой, 4-11 МГц, R14 мм, 90D.

4-10I2 - датчик линейный интраоперационный ультразвуковой, 4-15 МГц, R25 мм.

4-VC6-2 - датчик объемный конвексный ультразвуковой, 2-6 МГц, R40, 70D.

4-VE9-5 - датчик объемный внутриполостной ультразвуковой, 2-13 МГц/R10.5, 180D.

4-BCL10-5 - датчик биплановый внутриполостной линейно- микроконвексный ультразвуковой, 4-9/4-11 МГц, 60 мм, 200D.

4-MPTEE - датчик транспищеводный ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D, толщина 10 мм, длина 100 мм.

4-LAP7 - датчик лапароскопический ультразвуковой, 5-15 МГц, 38 мм.

Описание

Многофункциональный экспертный УЗИ сканер SonoScape S40Exp

Дополнительные принадлежности:

- адаптер пункционный для датчика 4-L742 ,4-L752, 4-6V3, 4-3C-A, 4-S1-5, 4-BCL10-5, 4-C613;
- модуль эластографии (с количественной оценкой);
- модуль стресс-эхо;
- ножной переключатель режимов работы сканера;
- черно-белый термовидеопринтер;
- источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.