

УЗИ аппарат SonoScape S8Exp

РЗН 2013/1328

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	линейное / конвексное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	9 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- анатомический режим M;
- режимы B, M, B/M, B/B, 4B;
- режим постоянно-волнового доплера;
- режим тканевой гармоники высокой четкости;
- режим импульсно-волнового доплера;
- режим панорамного сканирования;
- режим импульсного тканевого доплера;
- 3D Режим трехмерной реконструкции;
- изменение масштаба изображения в режимах реального времени и stop-кадра;
- режим трапецеидального сканирования на линейных датчиках;
- режим цветового тканевого доплера;
- режим энергетического доплеровского картирования;
- цветной режим M;
- режим соноэластографии с количественной оценкой;
- технология MicroScan для подавления спекл-шума;
- режимы Дуплекс/Триплекс;
- режим цветового доплеровского картирования;
- режим ультразвуковой томографии;
- режим направленного энергетического доплеровского картирования.

УЗИ-датчики

S-3C-A - датчик конвексный широкополосный
ультразвуковой, 1-6 МГц, R50 мм, 70D;
S-L743 - датчик линейный высокочастотный, высокой
плотности ультразвуковой, 192 элемента, 4-15 МГц, 46
мм;
S-L742 - датчик линейный высокочастотный для
обследований сосудов, высокой плотности
ультразвуковой, 192 элемента 4-15 МГц, 38 мм;
S-L752 - датчик линейный высокочастотный для
обследований поверхностных органов, сверхвысокой
плотности ультразвуковой, 256 элементов 4-15 МГц, 50
мм;
S-6V3 - датчик микроконвексный ректовагинальный,
высокой плотности ультразвуковой, 192 элемента 4-11
МГц, R10 мм, 200D;
S-C613 - датчик микроконвексный высокочастотный
ультразвуковой, 4-11 МГц, R14 мм, 90D;
S-C322 - датчик микроконвексный низкочастотный
ультразвуковой, 2-5 МГц, R20 мм, 70D;
S-2P2 - датчик секторный фазированный
низкочастотный ультразвуковой, 1-5 МГц, 90D;
S-5P1 - датчик секторный фазированный
высокочастотный ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D;
S-10I2 - датчик линейный интраоперационный
ультразвуковой, 4-15 МГц, 25 мм;
S-BCC9-5 - датчик биплановый внутриматочной
микроконвексно- микроконвексный ультразвуковой, 5-9
МГц, R10 мм, 150D;
S-BCL10-5 - датчик биплановый внутриматочной
линейно- микроконвексный ультразвуковой, 4-9/4-11
МГц, 60 мм, 200D;
S-MPTTEE - датчик транспищеводный ультразвуковой,
4-8 МГц, 90D, толщина 10 мм, длина 100 мм;
S-MPTTEE mini - датчик транспищеводный детский
ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D, толщина 7 мм, длина 70
мм;
S-LAP7 - линейный лапароскопический датчик, 5-15
МГц, 38 мм;
S-VC6-2 - датчик объемный конвексный
ультразвуковой, 2-6 МГц, R40, 70D.

Описание

Портативный УЗИ аппарат высокого класса SonoScape S8Exp

Время автономной работы в режиме сканирования: 90 мин.