

УЗИ аппарат SonoScape S9

РЗН 2013/1328

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1-15 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	9 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В, 4В;
- тканевая гармоника;
- режим улучшенной визуализации биопсийной иглы;
- изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра;
- цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер;
- HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока), постоянно-волновой, тканевой доплер;
- дуплексный, триплексный режимы;
- Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча);
- трапецеидальное сканирование на линейных датчиках;
- FreeHand 3D - режим поверхностной трехмерной реконструкции;
- 4D - режим трехмерной реконструкции в реальном времени;
- анатомический М-режим;
- цветной М-режим;
- панорамное сканирование;
- технология подавления спекл-шума MicroScan;
- функция стресс-эхо;
- режим соноэластографии с количественной оценкой;
- режим работы с ультразвуковыми контрастными веществами.

УЗИ-датчики

S-3C-A - датчик конвексный широкополосный ультразвуковой, 128 элементов, 1-6 МГц, R50 мм;
S-L742 - датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов, высокой плотности, ультразвуковой, 192 элемента 4-15 МГц, 38 мм;
S-L752 - датчик линейный высокочастотный для обследований поверхностных органов, сверхвысокой плотности, ультразвуковой, 256 элементов 4-15 МГц, 50 мм;
S-6V3 - датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой, 192 элемента 4-11 МГц, R10 мм, 200D;
S-C613 - датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой 4-11 МГц, R14 мм, 90D;
S-C322 - датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой 2-5 МГц, R20 мм, 70D;
S-2P2 - датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой 1-5 МГц, 90D;
S-5P2 - секторный фазированный датчик для педиатрии 4-8 МГц, 90D;
S-8P1 - секторный фазированный датчик для неонатологии 4-12 МГц, 90D;
S-10I2 - датчик линейный интраоперационный ультразвуковой 4-15 МГц, 25 мм;
S-BCC9-5 - датчик биплановый внутриполостной микроконвексно- микроконвексный ультразвуковой 5-9 МГц, R10 мм, 150D;
S-BCL10-5 - датчик биплановый внутриполостной линейно- микроконвексный ультразвуковой 4-9, 4-11 МГц, 60 мм, 200D;
S-MPTTEE - датчик транспищеводный ультразвуковой 4-8 МГц, 90D, толщина 10 мм, длина 100 мм;
S-MPTTEE mini - датчик транспищеводный детский ультразвуковой 4-8 МГц, 90D, толщина 7 мм, длина 70 мм;
S-LAP7 - датчик лапароскопический ультразвуковой 5-15 МГц, 38 мм;
S-VC6-2 - датчик объемный конвексный ультразвуковой 2-6 МГц, R40, 70D.

Описание

Sonoscape S9 Pro портативный ультразвуковой аппарат высокого класса

Встроенная батарея: от 90 минут работы в режиме сканирования.

Дополнительные принадлежности:

- тележка для ультразвукового сканера (с возможностью крепления ультразвукового сканера и регулировкой высоты)
- разветвитель портов для ультразвукового сканера (позволяющий подключать и использовать четыре датчика одновременно)

- адаптер пункционный для датчика S-3C-A/S-L742/S-L752/S-6V3/S-C322/S-BCC9-5/S-BCL10-5/S-4P- A/S-C613/S-2P2
- ножной переключатель режимов работы сканера
- сумка-кейс для ультразвукового сканера
- черно-белый термовидеопринтер