

УЗИ аппарат SonoScape S9Pro

РЗН 2015/2999

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1-15 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб
Вес	9 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В, 4В;
- тканевая гармоника;
- режим улучшенной визуализации биопсийной иглы;
- изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра;
- цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер, HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока); постоянно-волновой, тканевой доплер;
- дуплексный, триплексный режимы;
- Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча);
- трапецеидальное сканирование на линейных датчиках;
- FreeHand 3D - режим поверхностной трехмерной реконструкции;
- 4D -режим трехмерной реконструкции в реальном времени;
- анатомический М-режим;
- цветной М-режим;
- панорамное сканирование;
- технология подавления спекл-шума MicroScan.

УЗИ-датчики

S-3C-A - конвексный датчик нового поколения, 128 элементов 1-6 МГц, R50 мм;
S-L742 - линейный датчик высокой плотности, 192 элемента 4-15 МГц, 38 мм;
S-L752 - линейный датчик высокой плотности, 256 элементов 4-15 МГц, 50 мм;
S-6V3 - вагинально-ректальный датчик высокой плотности, 192 элемента, 4-11 МГц, R10 мм, 200D;
S-C613 - микроконвексный датчик для педиатрии 4-11 МГц, R14 мм, 90D;
S-C322 - микроконвексный датчик для биопсийных процедур 2-5 МГц, R20 мм, 70D;
S-2P2 - секторный фазированный датчик 1-5 МГц, 90D;
S-5P2 - секторный фазированный датчик для педиатрии 4-8 МГц, 90D;
S-8P1 - секторный фазированный датчик для неонатологии 4-12 МГц, 90D;
S-10I2 - линейный интраоперационный датчик «хоккейная клюшка» 4-15 МГц, 25 мм;
S-MPTEE - череспищеводный датчик 4-8 МГц, 90D, толщина 10 мм, длина 100 мм;
S-MPTEE mini - череспищеводный датчик для педиатрии 4-8 МГц, 90D, толщина 7 мм, длина 70 мм;
S-BCC9-5 - биплановый внутриматочный микроконвексно-микроконвексный датчик 5-9 МГц, R10 мм, 150D;
S-BCL10-5 - биплановый внутриматочный микроконвексно-линейный датчик 4-9/4-11 МГц, 60 мм, 200D;
S-LAP7 - линейный лапароскопический датчик 5-15 МГц, 38 мм;
S-VC6-2 - конвексный датчик объемного сканирования 2-6 МГц, R40, 70D.

Описание

Портативный ультразвуковой аппарат SonoScape S9 Pro

Дополнительные принадлежности:

- мобильная тележка с возможностью крепления ультразвукового сканера и регулировкой высоты
- разветвитель порта, позволяющий подключать и использовать четыре датчика одновременно
- биопсийная насадка для датчика: S-3C-A, S-L742, S-L752, S-6V3, S-C322, S-BCC9-5, S-BCL10-5, S-4P-A, S-C613, S-2P2;
- режим СоноЭластографии;
- ножной переключатель;
- сумка-кейс;
- черно-белый термовидеопринтер.