

УЗИ аппарат SonoScape SSI-6000

ФСЗ 2008/03202

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 17", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	17"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В;
- тканевая гармоника;
- цветной, энергетический, направленный, импульсно-волновой, постоянно-волновой, тканевой доплер;
- дуплексный и триплексный режимы;
- технология Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча);
- FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции;
- трапециидальное сканирование на линейных датчиках;
- технология подавления спекл-шума MicroScan;
- цветной М-режим;
- анатомический М-режим;
- панорамное сканирование.

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:

- С344 - конвексный датчик для обследований взрослых;
- С542 - конвексный датчик для педиатрических обследований. Клиническое применение: абдоминальные обследования, педиатрия, неонатология, ветеринария, инвазивные процедуры. R40 мм;
- 6V1 - вагинально-ректальный датчик. Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология, инвазивные процедуры;

Линейные датчики:

- 10L1 - Линейный датчик для обследований сосудов. Клиническое применение: сосуды, костно-мышечная система, щитовидная железа, молочная железа, поверхностные органы, педиатрия, инвазивные процедуры. 38мм.
- L742 - линейный датчик высокой плотности для обследований сосудов. Клиническое применение: сосуды, костно-мышечная система, щитовидная железа, молочная железа, поверхностные органы, педиатрия, инвазивные процедуры. 38 мм.

Объемный датчик:

- ЕС9-5 - ректальный датчик. Клиническое применение: урология, инвазивные процедуры. R8 мм, 150°.

Секторный фазированные датчики:

- 2P1 - секторный фазированный датчик для обследований взрослых. Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования, инвазивные процедуры;
- 5P1 - секторный фазированный датчик для педиатрических обследований. Клиническое применение: кардиология, педиатрия.

Описание

Цветной стационарный УЗИ-сканер SSI-6000

Цифровая рабочая станция:

- большой цветной жидкокристаллический монитор, диагональ 17 дюймов, разрешения 1024 x 768;
- 1024 цифровых канала;
- возможность одновременного использования до 9 фокусных зон;
- жесткий диск;
- CD/DVD-RW;
- SB 2.0;
- Ethernet;
- DICOM 3.0;
- расчеты для акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, урологии, ортопедии, неонатологии;
- составление и импорт отчетов;

- ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных;
- возможность создания пользовательских настроек изображения;
- простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя на русском языке;
- бесплатное обновление программного обеспечения с добавлением новых режимов и расчетов.