

Система мониторинга ЭКГ и АД Кардиан-СДМ

РЗН 2014/1641

ЭКГ трехканальная / двенадцатиканальная,
регистрация данных до 72 ч, ЧП 40-200 уд./мин.,
регистрация импульсов имплантированного
кардиостимулятора, подключение к ПК, размеры
107×77×27 мм

КАРДИАН УП, Беларусь



Характеристики

ЭКГ	трехканальная / двенадцатиканальная
Время регистрации данных	72 ч
Диапазон измерения ЧП	40-200 уд./мин.
Определение кардиостимулятора	Да
Подключение к ПК	Да
Хранение данных	Да
Размеры	107×77×27 мм

Описание

Система «Кардиан-СДМ» в составе: носимого монитора ЭКГ и АД (регистратора) и программного обеспечения предназначена для круглосуточной записи электрокардиограммы у пациента, находящегося в естественных условиях жизни, а также автоматическое измерение неинвазивного систолического и диастолического артериального давления и частоты пульса через установленные интервалы времени как днем, так и ночью и передачу информации о работе сердца за весь период мониторинга в компьютер для дальнейшей обработки и оценки врачом всех данных. Результаты обработки отображаются в виде графиков, таблиц, гистограмм, трендов и фрагментов ЭКГ в протоколе исследования, которое может быть распечатано на принтере.