

Цитоцентрифуга медицинская лабораторная для подготовки и окрашивания клеточных препаратов серии Aerospray Грам

ФСЗ 2011/09790

цитоцентрифуга, окраска по Граму,
производительность 150 / 400 стекол/ч

ELITechGroup Inc., США



Характеристики

Тип	цитоцентрифуга
Метод окраски	Граму
Производительность	150 / 400 стекол/ч
Комплектация	расходные материалы и принадлежности
Реактивы	
Размер	570×250×540 мм

Дополнительные характеристики

Как прибор для автоматического окрашивания клеточных препаратов по Граму Микробиологическая Цитоцентрифуга имеет выраженные преимущества перед любыми другими методами окрашивания:

- скорость (5 мин и высушенный окрашенный препарат готов);
- экономичность (минимальный расход реагентов при напылении);
- отработанную последовательность окрашивания;
- отсутствие перекрестной контаминации (напыление реагента на каждый слайд отдельно);
- чрезвычайную простоту в работе (процесс обслуживания центрифуги чрезвычайно прост и сведен к минимуму).