

Цитоцентрифуга медицинская лабораторная для подготовки и окрашивания клеточных препаратов серии Aerospray ТБ

ФСЗ 2011/09790

цитоцентрифуга, окраска по Цилю-Нильсену,
производительность 150 / 400 стекол/ч

ELITechGroup Inc., США



Характеристики

Тип	цитоцентрифуга
Метод окраски	Цилю-Нильсену
Производительность	150 / 400 стекол/ч
Комплектация	расходные материалы и принадлежности
Реактивы	
Размер	570×250×540 мм

Дополнительные характеристики

Цитоцентрифуга ТБ для автоматического окрашивания клеточных препаратов на стеклах по методам Циля-Нильсена, Кинью, а также аурамин-родаминовым методами с циклом окрашивания (все стадии от фиксации до высушивания) 4,5 мин и производительностью более 150 слайдов/час (до 400 при использовании 30-слайдовой карусели).