

Устройство для дренирования Angioplast SR-03

РЗН 2016/3710

универсальное, активное дренирование, ёмкость 150 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 мл, катетер типа Редон

Angioplast, Индия



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	150 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 мл
Дренажный катетер	типа Редон

Описание

Система дренирования AngelTouch SR-03 – дренажный набор для активного послеоперационного дренирования ран у взрослых.

Комплектация

- Сильфон с коннекторами.
- Соединительная трубка с Y-образным переходником.
- Игла с катетером.
- Запасной перфорированный катетер типа Редон. Рентгеноконтрастный.

Название	Объём
Система дренирования раны у взрослых SR-03E	150 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03C	250 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03G	300 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03B	400 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03H	500 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03D	600 мл
Система дренирования раны у взрослых SR-03A	800 мл