

Система для электрофореза белков Helena Laboratories SAS-1/2

РЗН 2015/3394

электрофорез / иммунофиксация, загрузка 24 образцов, производительность: анализ белковых фракций - 12/24 образца одновременно, иммунотипирование - 2/4 образца одновременно

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Методика	электрофорез / иммунофиксация
Загрузка	24 образцов
Производительность	анализ белковых фракций - 12/24 образца одновременно, иммунотипирование - 2/4 образца одновременно
Реагенты и расходные материалы	- расходные материалы - тест-системы к системам для электрофореза белков SAS 1/2

Дополнительные характеристики

SAS-1 осуществляет нанесение образцов в автоматическом режиме и проводит электрофорез, поддерживая требуемую температуру при помощи элемента Пельтье. Все, что требуется от оператора - это запустить программу разгонки, загрузить в анализатор образцы в одноразовых ячейках, гель и аппликаторы, а после окончания электрофореза перенести гель в SAS-2.

Особенности:

- интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
- запатентованная технология аппликатора для нанесения образцов гарантирует точное дозирование и позволяет анализировать неконцентрированную мочу;
- 20 редактируемых программ (все тесты SAS-1 Plus заранее запрограммированы);
- не требует регулярного технического обслуживания.